

Bouteilles à remettre pour les différents forfaits d'analyse

Bouteille bactériologique 250ml stérile (A)



Bouteille physico-chimique 500ml (B)



Forfaits	Bouteilles à remettre
1-Potabilité (microbiologie)	A
2- Santé (Physico-chimique)	B
3- Esthétique (goût, odeur, couleur) (physico-chimique)	B
4 – Potabilité et santé (combiné)	A + B
5- Potabilité et esthétique (combiné)	A + B
6- Portrait global (analyse complète)	A + (2x) B
7 – Esthétique et santé (physico-chimie combiné)	(2x) B

Une fois l'eau prélevé dans la bouteille, conserver au froid et apporter au laboratoire le plus rapidement possible. Pour la majorité des analyses, le délai de conservation est de 48h. Pour ce qui est du pH, l'analyse doit être réalisé dans un maximum de 24h.